

db

dents blanches

La technologie de blanchiment des dents fournie par www.dents-blanches.eu a été développée pour vous donner les meilleurs résultats sans avoir recours à de longues et coûteuses visites chez votre dentiste. Trente minutes d'application par jour pendant deux semaines suffisent pour rendre vos dents visiblement plus blanches.

Lampe accélératrice de blanchiment dentaire



La lampe permet d'accélérer le processus de blanchiment dentaire et de réduire le temps de pause du gel de blanchiment,

- 1 - Ouvrez le couvercle en le tournant de 1 cm vers la gauche.
- 2 - Insérez les 2 piles l'une sur l'autre.
- 3 - Refermez le couvercle de manière à ce que 2 triangles se retrouvent en face.
- 4 - Appuyez sur le bouton on / off blanc pour démarrer ou arrêter la lampe.
- 5 - Insérez vos gouttières thermo-déformables contenant le gel dans votre bouche.
- 6 - Placez vos lèvres sur le bec en plastique pour que la lampe se trouve entre vos dents et vos lèvres.
- 7 - Appuyez une fois sur le bouton blanc pour allumer la lampe.
- 8 - Laissez agir 7 minutes puis éteignez le.
- 9 - Continuez de garder les gouttières pendant encore 7 minutes,
- 10 - Rallumez le 7 minutes plus tard pour 7 minutes.
- 11 - Continuez de garder les gouttières pendant encore 7 minutes (*étape facultative*)

Vous trouverez l'ensemble de nos notices et des compositions de nos produits sur notre site internet

